



Départ



Appuyez sur le bouton de contrôle jusqu'à l'apparition d'une lumière jaune.

12s



Qfit va maintenant générer un aérosol durant 6 secondes.



Demander à la personne si elle détecte un goût.

Oui

OUI : le test de sensibilité est fini. Faites le « Fit Test ».

Non

NON : aucun goût n'est détecté, retournez à l'étape 1.

12s

3X



Répétez trois fois au total. Si aucun goût n'est détecté après trois essais, la personne examinée ne peut pas détecter la solution. Il faut utiliser un autre type de solution ou un autre appareil pour le « fit test »



Départ



Appuyez sur le bouton de contrôle jusqu'à l'apparition d'une lumière jaune.



Appuyez sur le bouton de contrôle (en moins de 3 secondes à nouveau) selon le protocole de chronométrage du tableau A et B.



Insérez le bec du nébulisateur dans l'ouverture du capuchon en vue du « Fit test » de 7 minutes.

Exécutez les exercices du « Fit test » :



1
Respirez normalement, restez debout en position normale, ne parlez pas.



2
Respirez profondément, restez debout en position normale, ne parlez pas.



3
Tournez la tête latéralement, ne parlez pas.



4
Déplacez la tête de bas en haut et vice-versa, inhalez lorsque vous regardez le plafond, ne parlez pas.



5
Parlez à voix haute.



6
Penchez-vous vers l'avant.



7
Respirez normalement, restez debout en position normale, ne parlez pas.



Guide rapide d'utilisation du modèle automatique : « Fit test »

TABLEAU A

Nombre de pressions sur le bouton de contrôle pour activer le Qfit.	Protocole de chronométrage 1	Protocole de chronométrage 2	Protocole de chronométrage 3
Nombre de pressions sur le bouton de contrôle (appuyer rapidement) pour activer le test de bon fonctionnement	1	2	3

TABLEAU B

Nombre de pression sur le bouton de contrôle pour activer le Qfit	Protocole de chronométrage 1	Protocole de chronométrage 2	Protocole de chronométrage 3
Nombre d'activations de 12 secondes durant les dispersions initiales du « Fit Test » (avec masque respiratoire)	1	2	3
Nombre d'activations de 6 secondes de la solution du « Fit Test » pour chaque intervalle suivant de 30 secondes (avec masque respiratoire)	1	2	3

Qfit est une marque déposée de TSI Incorporated.
Brevets en cours homologation aux USA et à l'international.



UNDERSTANDING, ACCELERATED

TSI Incorporated - Pour de plus amples informations, consultez notre site Web à l'adresse www.tsi.com

États-Unis Tél: +1 800 874 2811

R.-U. Tél: +44 149 4 459200

France Tél: +33 4 91 11 87 64

Allemagne Tél: +49 241 523030

Inde Tél: +91 80 67877200

Chine Tél: +86 10 8251 6588

Singapour Tél: +65 6595 6388