




® Knowledge Beyond Measure.



Qualityguard™ Kalibrierverträge Für Partikelmessgeräte

Sie brauchen aussagekräftige, genaue Daten. Sie haben sich für das Gerät mit dem höchsten Standard bei Partikelmessungen entschieden. Schützen Sie jetzt Ihre Investition durch regelmäßige Reinigung und Kalibrierungen durch TSI®.

Was ist ein Kalibriervertrag?

Die TSI-Kalibrierverträge sind ein bequemer Weg, um voranzuplanen und gleichzeitig Ihr Budget zu schonen. Die Verträge bieten Reinigungs- und Kalibrierdienste zu einem festen, im Voraus zu zahlenden Preis und sind für neue und gebrauchte Geräte erhältlich. Für neue Geräte ist es auch möglich, parallel zu einem Kalibriervertrag eine erweiterte Garantie zu erwerben.

Kalibriervertrag

	Auftragsbezeichnung	CLC2	CLC3	CLC5
Was ist enthalten	Reinigungs- und Kalibrierservice	Maximal 2 in 2 Jahren	Maximal 3 in 3 Jahren	Maximal 5 in 5 Jahren
	Garantie auf Reinigungs- und Kalibrierservice	90 Tage		
Verfügbarkeit	Verfügbar für neue Geräte	■	■	■
	Verfügbar für bereits erworbene Geräte	■	■	■

Was ist eine erweiterte Garantie?

Eine Standardgarantie ist automatisch bei jedem Instrumentenkauf enthalten und deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab (siehe Tabelle unten). Erweiterte Garantien bieten gegen eine geringe Gebühr ein zusätzliches Jahr Garantieabdeckung. Eine Garantieverlängerung kann zusammen mit einem Kalibrierungsvertrag erworben werden. Bitte beachten Sie, dass Garantieverlängerungen nur zum Zeitpunkt des Gerätekaufs erworben werden können.

Garantien

	Garantiebezeichnung	Standardgarantie	Erweiterte Garantie (EX1)
Garantiezeitraum	Start	Beginnt mit Produktionsdatum des Gerätes	
	Dauer	1 Jahr	2 Jahre
Was ist enthalten	Material- und Verarbeitungsfehler, mit Ausnahme von Verbrauchsgütern, für die keine spezifischen Garantien mehr gelten, wie z. B. Batterien und Pumpen		
Wie man sie erhält	Beim Kauf des Geräts enthalten		Separat zu erwerben, zum Zeitpunkt des Gerätekaufs
Verfügbarkeit	Nur für neue Geräte verfügbar		



Was wird bei einer Kalibrierung gemacht?

Der Inhalt des Reinigungs- und Kalibrierungsservices variiert je nach Gerätemodell (Details zu Ihrem Gerätemodell finden Sie unter tsi.com/Wartungsoptionen-fuer-Ihr-TSI-Partikelmessgeraet)

Im Allgemeinen umfasst jeder Reinigungs- und Kalibrierservice:

- Reinigung und Inspektion von Teilen wie Einlässen, Öffnungen und Optiken
- Austausch von Verschleißteilen nach Bedarf
 - Wenn die Garantie abgelaufen ist, schließt dies Teile aus, die unter die Garantie fallen, wie z. B. Batterie, Pumpe
- Update der Firmware, falls erforderlich
- Dichtheits- und Durchflusskontrollen
- Kalibrierung der Sensoren, z. B. für Flussraten, Spannungen und Temperaturen, gemäß TSI-Standardkalibrierverfahren
- Überprüfung der Aerosolkonzentration
- Bereitstellung eines Kalibrierzertifikats, das die Funktionsfähigkeit des Gerätes bestätigt und dass es innerhalb der Werkspezifikationen arbeitet

Weitere Details

Wenn ein Kalibriervertrag gleichzeitig mit einem Gerät erworben wird, wird der Vertrag zu dem Zeitpunkt gültig, an dem das Gerät an den Kunden versandt wird. In Fällen, in denen der Kalibriervertrag zu einem späteren Zeitpunkt erworben wird, wird der Vertrag 30 Tage nach Rechnungsstellung gültig.

Für die Reinigungs- und Kalibrierleistungen (unabhängig davon, ob sie im Rahmen eines Kalibriervertrags durchgeführt werden oder nicht) gilt eine 90-tägige Garantie auf die während der Leistung durchgeführten Arbeiten oder verwendeten Teile.

TSI® übernimmt bei allen QualityGuard-Kalibrierverträgen die Kosten für die Standardfracht zur Rücksendung des Geräts. Der Kunde ist für den Versand an TSI® verantwortlich.

Zur Bestellung

Kalibrierverträge sind für zahlreiche Geräte erhältlich. Um zu erfahren, ob für Ihr Gerät - oder ein Gerät, dessen Kauf Sie in Erwägung ziehen - ein Kalibriervertrag verfügbar ist, sehen Sie sich bitte unsere Webseite zu den Service-Optionen an (tsi.com/Wartungsoptionen-fuer-Ihr-TSI-Partikelmessgeraet), oder wenden sich an TSI®.

Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung sind vorbehalten.

TSI und das TSI-Logo sind eingetragene Marken von TSI Incorporated in den USA und können in anderen Ländern geschützt sein.



Knowledge Beyond Measure.

TSI Incorporated - Besuchen Sie unsere Website www.tsi.com für weitere Infor

USA Tel: +1 800 874 2811
Großbritannien Tel: +44 149 4 459200
Frankreich Tel: +33 1 41 19 21 99
Deutschland Tel: +49 241 523030

Indien Tel: +91 80 67877200
China Tel: +86 10 8219 7688
Singapur Tel: +65 6595 63

Die Reinigungs- und Kalibrierleistungen umfassen nicht:

- Defekte Teile, wie z. B. Pumpe, Laser, Display, etc.
- Physikalische Beschädigungen am Rahmen oder Gehäuse

