

Service sur Site



Testeur de Filtres Automatisé 8130A

Un contrat de service sur site sert d'extension de garantie avec une visite de maintenance programmée et prépayée (y compris le service des testeurs).



Le contrat de service sur site standard comprend :

Réparations initiales

Si nécessaire, réparer ou remplacer tout composant nécessaire pour mettre en marche un testeur non opérationnel. Toutes les pièces sont incluses, sauf la pompe et l'assemblage de la valve solénoïde.

« Tel que trouvé »

Vérifier le système performance

- Mesurer la pénétration et la perte de pression à l'aide d'étalons de référence et enregistrer les résultats

Firmware

- Effectuer une mise à jour du firmware si le client le souhaite

Nettoyer les passages d'aérosols

- Vérifier et nettoyer/remplacer les tuyaux, couper les extrémités des tuyaux
- Nettoyer la chambre de mélange
- Vérifier le porte-filtre et remplacer les joints si nécessaire
- Vérifier et remplacer/graisser les joints toriques, par exemple la valve solénoïde.

Réparer et remplacer

- Remplacer les filtres
- Effectuer les réparations ou les ajustements nécessaires
- Les dommages esthétiques ou mécaniques au châssis ne sont pas couverts

Maintenance

Vérifier les composants

- Génération d'aérosols : Vérifier la bonne génération d'aérosols. Recalibrer le débitmètre et vérifier les débits
- Conditionnement des aérosols, par exemple ionisateur et chauffage : Vérifier le bon conditionnement de l'aérosol
- Détection d'aérosols : Vérifier les réponses du photomètre pour une détection correcte des aérosols. Entretien/échanger les photomètres si nécessaire
- Perte de charge : Vérifier les lectures des capteurs de pression

Contrôles finaux

Tester à nouveau

- Testez à nouveau tous les paramètres qui ont pu être modifiés en raison des réparations ou des ajustements ci-dessus

Dossier

- Enregistrer les valeurs finales des paramètres dans le rapport de service. Le rapport de service est fourni en format PDF

Validation sur site

- Mesurer la pénétration à travers les médias de référence pour s'assurer que le testeur fonctionne conformément aux spécifications. Délivrer une vignette d'étalonnage

Soutien continu

Assistance téléphonique gratuite et assistance par notre personnel de service

Service sur Site

Testeur de Filtres Automatisé 8130A



Protéger votre instrument et la qualité de données

Qu'est-ce qui est inclus ?

Le contrat de service sur site de TSI® pour un Testeur de filtres automatisé 8130A vous apporte la tranquillité d'esprit et garantit des résultats précis à l'avenir. Minimisez les risques d'erreurs intempestives qui peuvent arrêter la production.

| | |
|---|--|
| Une visite de maintenance préventive garantie d'une journée : | Un technicien qualifié de TSI® vérifie les performances du testeur afin de garantir des résultats précis. Cette visite peut être programmée à l'avance à un moment qui n'interfère pas avec vos besoins en matière de contrôle qualité. Un résumé du travail du technicien est fourni. |
| Extension de garantie : | Couvre l'entretien et l'étalonnage des testeurs de filtres dans des conditions normales d'utilisation. Couvre toutes les pièces nécessaires (à l'exception de l'ensemble pompe et de l'assemblage de la valve solénoïde). |
| Assistance par téléphone/e-mail : | Assistance, si nécessaire, pendant toute la durée du contrat de service. |
| Réduction des coûts et stabilité budgétaire : | Le contrat de service sur site a un prix fixe et est acheté à l'avance. Cette dépense planifiée permet de réduire les coûts. |

Comment cela fonctionne-t-il ? Les contrats de service sur site 8130A

Cette option de service très efficace vous permet de rester concentré sur le travail qui est important pour vous et de minimiser le risque de temps d'arrêt non programmé. TSI® est enregistrée selon la norme ISO- 9001:2015.

| | |
|---------------|---|
| Admissibilité | Peuvent être achetés pour des unités neuves, des unités actuellement sous garantie ou des unités ayant fait l'objet d'un entretien au cours des 90 derniers jours |
| Durée | Peuvent être achetés sous forme de contrats d'un an, deux ans ou cinq ans, et peuvent être renouvelés |
| Date de début | Prendent effet après l'expiration de la garantie standard d'un an de TSI® |
| Instrument | Sont émis pour un numéro de série spécifique de 8130A |
| Voyage | incluent tous les frais de déplacement |

Appelez, ou visitez
tsi.com/demande-de-reparation



Knowledge Beyond Measure.

TSI Incorporated - Visit our website www.tsi.com for more information.

USA Tel: +1 800 874 2811
UK Tel: +44 149 4 459200
France Tel: +33 1 41 19 21 99
Germany Tel: +49 241 523030

India Tel: +91 80 67877200
China Tel: +86 10 8219 7688
Singapore Tel: +65 6595 6388

Demande de service

Préciser

FSA1new-8130A
FSA2new-8130A
FSA5new-8130A
FSA-8130A
FSA2-8130A
FSA5-8130A
FSA: Field Service Agreement = Contrat de service sur site

Description

1 an de FSA pour les nouveaux instruments
2 ans de FSA pour les nouveaux instruments
5 ans de FSA pour les nouveaux instruments
1 an de FSA pour les instruments d'occasion
2 ans de FSA pour les instruments d'occasion
5 ans de FSA pour les instruments d'occasion