



8130A型滤料测试仪服务： 现场服务协议

现场服务协议作为一项延长保修，能够为用户提供有保证的定期、预付费的维护访问(包括测试仪服务)。



标准现场服务协议包括：

初步维修	如果需要，修理或更换各种必要的部件，甚至是提供一台临时测试仪供用户使用。 上述更换部件包括除泵和滑阀总成以外的所有零件	
'校前测试'	验证系统性能	用参比标准测量穿透率和压降，并记录结果
	固件	如果客户需要，执行固件升级
	清洁气溶胶通道	<ul style="list-style-type: none">- 检查并清洁/更换管路，修整管路末端- 清洁混合仓室- 检查滤料夹具，必要时更换垫圈- 检查并更换/润滑O形圈，例如滑阀
	修理和更换	<ul style="list-style-type: none">- 更换滤料- 进行任何必要的修理或调整- 不包括对底座的外观或机械损坏进行维护
维护	检查部件	<ul style="list-style-type: none">- 气溶胶生成：验证气溶胶是否正常生成。 重新校准流量计并验证流量- 气溶胶调节，例如电离器和加热器： 验证气溶胶调节是否正常- 气溶胶检测：验证光度计是否正确响应。 按需维修/更换光度计- 压降/阻力：验证压力传感器读数
	重新测试	重新测试因上述修理或调整而可能发生变化的各种参数
最终检查	记录	在维修报告中记录最终参数值。服务报告以PDF格式提供
	现场验证	通过测试介质测量穿透率，确保测试仪按照规范操作。发放校准标签
持续支持	通过我们的服务人员提供免费电话支持和帮助	



保护您的仪器和数据质量

8130A型自动滤料测试仪的TSI现场服务协议将作为8130A型滤料测试仪的延长保修，为您提供令人放心的服务。由训练有素的TSI维修技术人员进行为期一天的预防性维护访问，确保测试仪经过验证，以便为您提供准确的后续结果。当维护不影响您的质量控制需求时，可以提前安排访问时间。

现场服务协议在TSI的标准1年保修期满后生效才能续订，可以购买1年、2年和最多5年期的协议服务。客户可以折扣价提前购买现场服务协议，并在整个服务协议期限内获得保修，包括免费电话/电子邮件帮助。保修范围包括滤料测试仪在正常使用情况下的维修和校准。现场服务协议包括技术人员所有差旅费。

请注意，现场服务协议仅适用于新装置、当前处于保修期内的装置或刚刚返厂维护过的装置。

这种服务选项非常有效，使您能够专注于对您重要的工作，并将意外停机的风险降到最低。TSI注册于ISO-9001:2015。

2 年协议

(保修期后使用)

保修	服务协议	服务协议
	延长保修	延长保修
第1年	第2年	第3年
	One pre-scheduled service visit per year of Service Agreement	One pre-scheduled service visit per year of Service Agreement

服务询价

型号

FSA-8130A

描述

8130A型自动滤料测试仪现场服务协议

欢迎致电或访问：tsi.com/requestservice



UNDERSTANDING, ACCELERATED

TSI Incorporated – 欢迎访问我们的网站 www.tsi.com 了解更多的信息！

美国 电话: +1 800 874 2811

英国 电话: +44 149 4 459200

法国 电话: +33 1 41 19 21 99

德国 电话: +49 241 523030

印度 电话: +91 80 67877200

中国 电话: +86 10 8219 7688

新加坡 电话: +65 6595 6388