

# SOFTWARE FITPRO™ FIT TEST PARA LOS COMPROBADORES DE AJUSTE DE RESPIRADOR PORTACOUNT® PRO Y PORTACOUNT® PRO+

El software FitPro Fit Test permite realizar los test de ajuste de una forma sencilla. El programa incluido con todos los comprobadores de ajuste del respirador PortaCount Pro y PortaCount Pro+ le guía automáticamente durante todos los pasos del protocolo del test de ajuste. Esta aplicación permite realizar los test de una forma fiable, y almacenar los resultados de los test de ajuste en una base de datos para generar informes fácilmente, además de recuperar los datos y cumplir con las normativas correspondientes.



## Requisitos del ordenador


- + Software Microsoft® Windows® XP, y Windows 7 (32-bit y 64-bit)
- + 1 GB de espacio libre en el disco duro
- + Unidad de CD-ROM
- + 1 puerto USB libre

## Características y beneficios

- + Usar protocolos de los ejercicios del test de ajuste incorporados
- + Formar a los usuarios del respirador con la visualización de factor de ajuste en tiempo real
- + Realizar el mantenimiento de bases de datos
  - Mantener las bases de datos en un servidor remoto
  - Acceso simultáneo a las bases de datos desde varias instalaciones del software FitPro
  - Copia de seguridad y restauración de bases de datos
  - Mantener bases de datos independientes para cada cliente, departamento, instalación, etc.
  - Convertir las base de datos de FitPlus v3 al formato de FitPro
  - Mover registros entre bases de datos
  - Dividir y fusionar bases de datos
- + Cambiar el nombre de los campos de la base de datos para adaptarlos a sus necesidades
- + Imprimir informes detallados que incluyan un informe de vencimientos
- + Exportar datos a una hoja de cálculo Excel® o a un archivo CS



UNDERSTANDING, ACCELERATED



## ESPECIFICACIÓN

### SOFTWARE FITPRO™ FIT TEST PARA LOS COMPROBADORES DE AJUSTE DE RESPIRADOR PORTACOUNT® PRO Y PORTACOUNT® PRO+

#### Opción de impresora de tarjetas ID para el software del FitPro Fit Test

Puede mejorar el programa del respirador y ayudar a proteger a sus trabajadores por medio de la impresión de tarjetas de test de ajuste individualizadas para cada trabajador. Cada reporte de la prueba de ajuste incluye una tarjeta integrada de prueba de ajuste; sin embargo, también se puede imprimir la prueba de ajuste en una tarjeta ID con un plástico de mayor duración. La impresora de tarjetas, cuando se usa junto al comprobador de ajuste del respirador PortaCount Pro o PortaCount Pro+ y el software FitPro Fit Test, le permite imprimir tarjetas de ajuste de alta resolución (300 ppp) de forma automática en menos de diez segundos.

#### Características y beneficios

- + Imprimir tarjetas de test de ajuste
- + Facilitar auditorías de respiradores en el lugar de trabajo
- + Verificar que los trabajadores usan la máscara correcta
- + Evitar la confusión del trabajador sobre qué máscara debe usar
- + Verificar que el último test de ajuste del trabajador sigue vigente
- + Garantizar el suministro de máscaras correcto de los almacenes
- + Impedir el suministro de respiradores a trabajadores no cualificados



Especificación		
Fabricante	Fargo Electronics	
Tamaño de la tarjeta	86 mm x 54 mm CR-80	
Capacidad de la bandeja de entrada de tarjetas	100 tarjetas (30 milímetros)	
Capacidad de la bandeja de salida de tarjetas	30 tarjetas (30 milímetros)	
Colores	Hasta 16,7 millones <sup>1</sup>	
Dimensiones (AlxAxP)	178 mm x 267 mm x 190 mm	
Interfaz para el ordenador	USB 1.1 (compatible con USB 2.0)	
Método de impresión	Sublimación de tinta/Transferencia térmica de resina	
Velocidad de impresión	Monocromo	7 segundos por tarjeta / 514 tarjetas a la hora (K)
	Color	27 segundos por tarjeta / 133 tarjetas a la hora (YMCKO) <sup>1</sup>
Resolución	300 ppp (11,8 puntos/mm)	
Requisitos de alimentación	100-240 V CA (con detección automática), 3,3 A, 50/60 Hz	

<sup>1</sup>El software FitPro no admite color. La impresora se envía con cinta negra.

Con licencia según la patente n.º. 5.117.190 de EE.UU. y otras patentes otorgadas por la Comisión de Energía Atómica (CEA, Commissariat à l'Énergie Atomique) de Francia. Patente de EE.UU. n.º 6.125.845. Otras patentes pendientes.

PortaCount, TSI, el logotipo TSI son marcas comerciales. FitPro es una marca registrada de TSI Incorporated.

Excel, Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation.



UNDERSTANDING, ACCELERATED

**TSI Incorporated** - Visit our website [www.tsi.com](http://www.tsi.com) for more information.

<b>USA</b>	<b>Tel:</b> +1 800 874 2811	<b>India</b>	<b>Tel:</b> +91 80 67877200
<b>UK</b>	<b>Tel:</b> +44 149 4 459200	<b>China</b>	<b>Tel:</b> +86 10 8251 6588
<b>France</b>	<b>Tel:</b> +33 4 91 11 87 64	<b>Singapore</b>	<b>Tel:</b> +65 6595 6388
<b>Germany</b>	<b>Tel:</b> +49 241 523030		