



® Knowledge
Beyond
Measure.

可靠的测量 自信的结果

AeroTrak®+ 远程尘埃粒子计数器

0.2-25.0 μm 粒子测量

可靠的测量 带来自信的结果

TSI® AeroTrak®+ 远程尘埃粒子计数器 (APCs) 为洁净室专业人员提供一流的可靠性和无障碍操作。仪器覆盖了宽广的粒子粒径，能够满足您制造环境的需要。仪器具有快速设置和操作方便的特性，是安装期间节省时间的首选，同时能够确保在洁净设施的使用寿命内进行可靠的测量。

AeroTrak®+ 远程 APCs 有两种配置。7000 系列是一种传统的远程 APC，与外部真空系统配合使用。对于不具有外部真空系统或难以灵活改造洁净设施的应用，新型 6000 系列自带泵远程 APC 是理想的解决方案。两者都提供了提高产品良率的关键优势。

具有可靠的逐秒采样功能，无需再等待关键数据

- 最小化产品风险/浪费
- 降低制造成本
- 检测不利趋势，以便在采样周期结束前立即作出主动响应
- 粒子超标时立即报警



无与伦比的
5 年
激光保修

更重要的是...

- 基于以太网 (POE) 供电的简单安装
- 无线选项，便于安装和灵活制造
- 即使网络出现故障，也能保证数据存储的安全 (250,000 个数据缓冲区)
- 易于快速安装 (所有型号) 或移位 (6000 系列型号)，节省时间和金钱




7000 系列

0.2-25.0 μm
粒子测量


提高良率 适用于各种应用

TSI® AeroTrak®+ 远程 APCs 可用于各种关键应用。它们能够降低成本和浪费，同时降低风险和确保合规性，从而最大限度地提高您的良率。

- 制药生产
- 半导体生产
- 电子制造
- 工业




6000 系列
*全部型号 0.1cfm



使用 AeroTrak®+ 远程 APCs 和 TSI® FMS 软件，无干扰中断、无数据丢失、无合规担忧。

无干扰中断 无数据丢失 无合规担忧

由TSI® 提供完整的尘埃粒子监测系统。



无与伦比的
5年
激光保修



了解更多请访问
www.tsi.com/reliablesystem

规格如有变更，恕不另行通知。

TSI 和 TSI logo 是注册商标，AeroTrak 是 TSI 公司的注册商标，并可能受到其他国家商标注册法律的保护。



TSI Incorporated - 欢迎访问我们的网站 www.tsi.com 获取更多的信息。

美国 Tel: +1 800 874 2811
英国 Tel: +44 149 4 459200
法国 Tel: +33 1 41 19 21 99
德国 Tel: +49 241 523030

印度 Tel: +91 80 67877200
中国 Tel: +86 10 8219 7688
新加坡 Tel: +65 6595 6388



欲了解更多资讯，请关注TSI官方微信公众号“美国TSI”。

Email tsichina@tsi.com
Web www.tsi.com/cn