

Vor-Ort-Service



Wartung des Automatischen Filtertesters 8130A

Ein Vor-Ort-Service dient als erweiterte Garantie mit einem garantierten planmäßigen, im Voraus bezahlten Wartungsbesuch (einschließlich Wartung des Testers).



Der Standard-Vor-Ort-Service umfasst:

Erst Reparaturen Falls erforderlich, Reparieren oder Ersetzen aller notwendiger Komponenten, um ein nicht funktionsfähiges Prüfgerät in Betrieb zu nehmen. Alle Teile mit Ausnahme der Pumpe und der Steuerventileinheit sind im Lieferumfang enthalten.

Nach Bedarf **Systemleistung überprüfen**
▪ Penetration und Druckabfall mit Referenzstandards messen und Ergebnisse aufzeichnen

Wartung **Firmware**
▪ Durchführen des Firmware-Updates, falls vom Kunden gewünscht
Reinigung der Aerosolkanäle
▪ Schläuche prüfen und reinigen/ersetzen, Schlauchenden trimmen
▪ Reinigen der Mischkammer
▪ Filterhalter prüfen und Dichtungen austauschen, falls erforderlich
▪ O-Ringe prüfen und ersetzen/fetten, z.B. Schieberventil
Reparieren und ersetzen
▪ Filter ersetzen
▪ Notwendige Reparaturen oder Anpassungen
▪ Kosmetische oder mechanische Schäden am Fahrgestell sind NICHT enthalten
Komponenten prüfen
▪ Aerosolerzeugung: Überprüfung der ordnungsgemäßen Aerosolerzeugung. Durchflussmesser neu kalibrieren und Durchflüsse überprüfen
▪ Aerosolaufbereitung, z.B. Ionisator und Heizer: Überprüfung der ordnungsgemäßen Aerosolkonditionierung
▪ Aerosol-Nachweis: Verifizieren der Photometerreaktionen für die korrekte Erkennung von Aerosolen. Service/Austausch der Photometer, falls erforderlich
▪ Druckabfall/Widerstand: Überprüfen der Druckwandlermesswerte

Abschließende Überprüfungen **Erneuter Test**
▪ Erneutes Testen aller Parameter, die sich aufgrund der oben genannten Reparaturen oder Anpassungen geändert haben könnten
Bericht
▪ Bericht über die endgültigen Parameterwerte im Leistungsbericht. Der Servicebericht wird als PDF zur Verfügung gestellt

Vor-Ort-Validierung Messen der Penetration durch Testmedien, um sicherzustellen, dass der Tester gemäß den Spezifikationen arbeitet. Kalibrierplakette wird ausgestellt

Laufende Unterstützung Kostenloser telefonischer Support und Hilfe durch unser Servicepersonal

Vor-Ort-Service

Wartung des Automatischen Filtertesters 8130A



Schützen Sie Ihre Geräte- und Datenqualität

Was ist inbegriffen?

Der TSI®-Vor-Ort-Service für einen Automatischen Filtertester 8130A gibt Ihnen Sicherheit und sorgt für genaue Ergebnisse in der Zukunft. Minimieren Sie die Risiken von unerwarteten Störungen, die die Produktion stilllegen können.

Garantierter 1-tägiger präventiver Wartungsbesuch	Ein geschulter TSI®-Servicetechniker überprüft die Leistung des Testers und stellt sicher, dass der Tester Ihnen in Zukunft genaue Ergebnisse liefert. Dieser Besuch kann im Voraus so geplant werden, dass die Zeit der Wartung Ihre Anforderungen an die Qualitätskontrolle nicht beeinträchtigt. Es wird ein Bericht der Arbeit des Technikers ausgehändigt.
Erweiterte Garantie	Sie deckt Service und Kalibrierung von Filtertestern bei normaler Nutzung ab. Beinhaltet alle notwendigen Teile (außer der Pumpe und der Schieberventilbaugruppe).
Kundendienst via Telefon/E-Mail	Unterstützung, falls erforderlich, während der gesamten Laufzeit des Servicevertrags.
Kosteneinsparungen und Preisstabilität	Der Vor-Ort-Service hat einen Festpreis und wird im Voraus gekauft. Dieser geplante Aufwand spart Kosten..

Wie funktioniert's? 8130A Vor-Ort-Service:

Diese sehr effektive Wartungsoption ermöglicht es Ihnen, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, die für Sie wichtig ist, und das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten zu zu minimieren. TSI® ist nach ISO-9001:2015 registriert.

Geeignet für	Neugeräte sowohl als auch für Geräte, die sich derzeit unter Garantie befinden, oder innerhalb der letzten 90 Tage gewartet wurden
Laufzeit	Kann als 1-Jahres-, 2-Jahres- oder 5-Jahres-Vertrag erworben und verlängert werden
Beginn der Laufzeit	Tritt in Kraft, nachdem die einjährige Standardgarantie von TSI abgelaufen ist
Gerät	Gültig für eine bestimmte Seriennummer des 8130A
Reisekosten	Beinhaltet alle Reisekosten

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie [tsi.com /serviceanfragen](http://tsi.com/serviceanfragen)

Wartung anfordern

Geben Sie an

FSA1new-8130A
FSA2new-8130A
FSA5new-8130A
FSA-8130A
FSA2-8130A
FSA5-8130A

Beschreibung

1-Jahres Vor-Ort-Service für Neugeräte
2-Jahres Vor-Ort-Service für Neugeräte
5-Jahres Vor-Ort-Service für Neugeräte
1-Jahres Vor-Ort-Service für gebrauchte Geräte
2-Jahres Vor-Ort-Service für gebrauchte Geräte
5-Jahres Vor-Ort-Service für gebrauchte Geräte



Knowledge Beyond Measure.

TSI Incorporated - Visit our website www.tsi.com for more information.

USA Tel: +1 800 874 2811
UK Tel: +44 149 4 459200
France Tel: +33 1 41 19 21 99
Germany Tel: +49 241 523030

India Tel: +91 80 67877200
China Tel: +86 10 8219 7688
Singapore Tel: +65 6595 6388