

FITPRO™ TILLPASSNINGSTEST-PROGRAMVARA FÖR PORTACOUNT® PRO OCH PORTACOUNT® PRO+ TILLPASSNINGSTESTARE AV ANDNINGSSKYDD

Programvaran FitPro för tillpassningstest gör att en tillpassningstestning blir enkel och störningsfri. I varje PortaCount Pro och PortaCount Pro+ tillpassningstestare av andningsskydd ingår detta program, som leder dig steg för steg genom den rutin som gäller för tillpassningstest. Du kan inte begå något misstag och resultaten från din tillpassningstest lagras i en databas för lätt rapportredovisning, hämtning och föreskriven efterlevnad.



Datorkrav


- + Microsoft® Windows® XP, och Windows 7 (32- och 64-bit) programvara
- + 1 GB fritt utrymme på hårddisken
- + CD-ROM-läsare
- + 1 fri USB-port

Funktioner och fördelar

- + Använder de övningsrutiner som medföljer tillpassningstesten
- + Ger träning åt användare av andningsskydd via displayen för realtidstillpassningsfaktorer
- + Underhåller databaser
 - Förvarar databaser på en fjärrserver
 - Utnyttjar samtidig åtkomst av databaser från ett flertal installationer av FitPro-programvaran
 - Säkerhetskopierar och återställer databaser
 - Underhåller separata databaser för olika kunder/avdelningar/anläggningar/m.m.
 - Konverterar dina FitPlus v3-databaser till FitPro-format
 - Flyttar dataposter mellan databaser
 - Delar upp/slår samman databaser
- + Döper om anpassade fält i databaser så att de bättre passar dina behov
- + Skriver ut förbättrade rapporter, inkl. förfalldatumrapporter
- + Exporterar data till ett Excel®-kalkylblad eller till en CSV-fil



UNDERSTANDING, ACCELERATED



SPECIFIKATION

FITPRO™ TILLPASSNINGSTEST-PROGRAMVARA FÖR PORTACOUNT® PRO OCH PORTACOUNT® PRO+ TILLPASSNINGSTESTARE AV ANDNINGSSKYDD

Möjligheter för id kortskrivare i FitPro Fit Test mjukvaran

Du kan förbättra ditt andningsskyddsprogram och bidra till arbetarskydd genom att skriva ut individualiserade tillpassningstestkort för varje arbetare. Varje tillpassningstest rapport innehåller ett integrerat tillpassningstestkort, men man kan också skriva ut ett mer hållbart id-kort i plast. I samband med din PortaCount Pro eller PortaCount Pro+ tillpassningstestare av andningsskydd samt programvaran FitPro för tillpassningstest, utför kortskrivaren automatiskt utskrift med hög upplösning (300 dpi) av tillpassningskort på mindre än tio sekunder.

Funktioner och fördelar

- + Skriver ut tillpassningstestkort
- + Underlättar arbetsplatsens revisioner av andningsskydd
- + Ger bekräftelse på att arbetarna använder korrekta masker
- + Elimineras osäkerhet bland arbetarna om vilken mask som ska användas
- + Verifierar att en arbetares senaste tillpassningstest är aktuell
- + Säkerställer korrekt utlämnande av mask från affärer
- + Förhindrar utlämnande av andningsskydd till ej behöriga arbetare



Specifikation		
Tillverkare	Fargo Electronics	
Kortstorlek	86 mm x 54 mm CR-80	
Kapaciteten hos kortinmatningsfacket	100 kort (30 mil)	
Kapaciteten hos kortutmatningsfacket	30 kort (30 mil)	
Färger	Upp till 16,7 miljoner ¹	
Dimensioner (H x B x D)	178 mm x 267 mm x 190 mm	
Datorgränssnitt	USB 1.1 (USB 2.0-kompatibel)	
Utskriftsmetod	Färgsublimering/överföring av varma syntetmaterial	
Utskriftshastighet	Monokrom	7 sekunder per kort / 514 kort per timme (K)
	Färg	27 sekunder per kort / 133 kort per timme (YMCKO) ¹
Upplösning	300 dpi (11,8 punkter/mm)	
Strömförsörjningskrav	100-240 V ~, automatisk omkoppling, 3,3 A, 50/60 Hz	

¹FitPro programvara stöder inte färg. Skrivaren levereras med svart band.

Licens beviljat under USA-patent nr. 5,117,190 och andra patent från Commissariat à l'Énergie Atomique, Frankrike. USA-patent nr. 6,125,845. Andra patentansökningar inlämnade.

PortaCount, TSI, TSI logotypen är varumärken som tillhör. FitPro är ett registrerat varumärke av TSI Incorporated.

Excel, Microsoft och Windows är varumärken som tillhör Microsoft Corporation.



UNDERSTANDING, ACCELERATED

TSI Incorporated - Visit our website www.tsi.com for more information.

USA	Tel: +1 800 874 2811	India	Tel: +91 80 67877200
UK	Tel: +44 149 4 459200	China	Tel: +86 10 8251 6588
France	Tel: +33 4 91 11 87 64	Singapore	Tel: +65 6595 6388
Germany	Tel: +49 241 523030		